


Анти-Trpc5 Кроличьи Поликлональные Антитела Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9UI62

Артикул: CM0013734



введение

Аффинно-очищенные кроличьи поликлональные антитела против человеческого TRPC5, валидированные для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции (IF/ICC) и ИФА. Реагируют перекрестно с мышью. Идеальны для изучения кальциевых каналов и функций нейронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRPC5 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	TRP5; PPP1R159; TRPC5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7224
GeneID	7224
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 800-900 человеческого TRPC5 (NP_036603.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UL62
Молекулярный вес белка	111кДа
Доставка	Ледяной пакет