


Поликлональные Антитела Против Trpc6 Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - Q9Y210

Артикул: CM0030032



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого TRPC6, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P), ИФА. Реагируют с человеческим, мышинным и крысиным белками. Нацелены на проницаемый для кальция катионный канал, играющий ключевую роль в Gq-связанной сигнализации и гомеостазе подоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	TRPC6 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TRP6; FSGS2; TRPC6
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7225
GeneID	7225
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 466-565 человеческого TRPC6 (NP_004612.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y210
Молекулярный вес белка	106 кДа
Доставка	В ледяном пакете