

Анти-Trpm1 Кроличья Поликлональная Антитело Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q7Z4N2

Артикул: CM0023075

введение

Кроличья поликлональная антитело к TRPM1, валидированная для Вестерн-блоттинга и ИФА. Взаимодействует с человеческим TRPM1, катионным каналом, участвующим в фоторецепции сетчатки и потенциальном подавлении метастазирования. Идеально подходит для исследований в области зрения и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRPM1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	MLSN1; CSNB1C; LTRPC1; TRPM1
Вид	Человек
ID гена	4308
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1460-1540 человеческого TRPM1 (NP_002411.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q7Z4N2
Молекулярный вес белка	182 кДа
Доставка	С ледяным пакетом