


Моноклональное Антитело Против Trpm4 Для Вестерн-Блота И Ифа - Q8Td43

Артикул: CM0008700



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого TRPM4, валидированное для Вестерн-блота и ИФА. Подходит для изучения функции кальций-активируемых катионных каналов в исследованиях сердечно-сосудистой системы, нейронных и иммунных процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRPM4 Rabbit mAb
Примечания/псевдонимы	EKVP6; LTrpC4; PFHB1B; TRPM4B; hTRPM4
Вид	Человек
ID гена (человек)	54795
ID гена	54795
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1097-1214 человеческого TRPM4 (NP_060106.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8TD43
Молекулярная масса белка	134 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладоэлементом