


Анти-Trpm8 Кроличьи Поликлональные Антитела Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - Q7Z2W7

Артикул: CM0029724



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к TRPM8, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают человеческий TRPM8, ионный канал холодовой чувствительности, участвующий в терморегуляции и раке простаты. Идеально подходят для исследований и разработки диагностических наборов (IVD).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRPM8 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	TRPP8; LTRPC6; trp-p8; LTrpC-6; TRPM8
Вид	Человек
GeneID (Человек)	79054
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 980-1104 человеческого TRPM8 (NP_076985.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q7Z2W7
Молекулярный вес белка	128 кДа
Доставка	С ледяным пакетом