


Поликлональные Кроличьи Антитела К Trpm8 Для Вестерн-Блота, Ифа — Q7Z2W7

Артикул: CM0016752



введение

TRPM8 Rabbit pAb — это поликлональные антитела, полученные у кроликов против рекомбинантного белка человеческого TRPM8. Валидированы для Вестерн-блота (WB) и ИФА (ELISA), перекрестно реагируют с TRPM8 человека и мыши (128 кДа). Идеально подходят для исследований в области холодовой сенсации и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRPM8 Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	TRPP8; LTRPC6; trp-p8; LTrpC-6; TRPM8
Вид	Человек
GeneID (человек)	79054
GeneID	79054
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 880–960 человеческого TRPM8 (NP_076985.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q7Z2W7
Молекулярная масса белка	128 кДа
Доставка	Холодовой пакет