

## Кроличье Поликлональное Антитело Против Trps1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Uhf7

Артикул: CM0028198

### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на TRPS1, цинк-пальцевый транскрипционный репрессор. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для применения в исследованиях в области биологии развития и скелета.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | TRPS1 Кроличье pAb                                                                                                                |
| Примечания/Альтернативные названия | GC79; LGCR; TRPS1                                                                                                                 |
| Вид                                | Человек                                                                                                                           |
| GeneID (Человек)                   | 7227                                                                                                                              |
| GeneID                             | 7227                                                                                                                              |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-260 человеческого TRPS1 (NP_054831.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                            |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                           |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИФА                                                                                                             |
| Перекрестная реактивность          | Мышь, Крыса                                                                                                                       |
| SWISS                              | Q9UHF7                                                                                                                            |
| Молекулярная масса белка           | 142 кДа                                                                                                                           |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                 |