


Поликлональные Антитела Против Trpv3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q8Net8

Артикул: CM0028200



введение

Кроличьи rAb против TRPV3 нацелены на человеческий TRPV3 (SWISS: Q8NET8), валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью на мышь. Идеально подходят для исследований термочувствительности, ионных каналов и дерматологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против TRPV3
Примечания/Псевдоним	OLMS; VRL3; OLMS1; FNEPPK2; TRPV3
Вид	Человек
ID гена	162514
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 400-500 человеческого TRPV3 (NP_659505.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q8NET8
Молекулярный вес белка	91 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент