


Поликлональное Антитело Против Trpv4 Для Вестерн-Блота И Ифа — Q9HBA0

Артикул: CM0027152



введение

Кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого TRPV4, получено иммунизацией синтетическим пептидом из С-концевой области. Подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА; валидировано для работы с образцами человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRPV4 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Синонимы	SMAL; VRL2; BCYM3; CMT2C; SPSMA; TRP12; VROAC; HMSN2C; OTRPC4; SSQTL1; TRPV4
Вид	Человек
ID гена	59341
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 800-871 человеческого TRPV4 (NP_067638.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9HBA0
Молекулярная масса белка	98 кДа
Доставка	Холодильный пакет