


Поликлональное Антитело К Trpv5 (Кролик) Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9Nqa5

Артикул: CM0025872



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого TRPV5 (CAT2/ECAC1). Валидировано для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Подходит для исследований транспорта кальция и функции почек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TRPV5 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CAT2; ECAC1; OTRPC3; TRPV5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	56302
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 655-725 человеческого TRPV5 (NP_062815.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИНС-Р), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NQA5
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом