

Кроличья Моноклональная Антитела К Антитрипсину Для If-P, Ihc-P, Elisa - P07477

Артикул: CM0011836



введение

Кроличья моноклональная антитела к человеческому трипсину (PRSS1), валидированная для иммунофлуоресценции, иммуногистохимии и ELISA. Распознает человеческий трипсин; идеально подходит для исследований пищеварительных ферментов и протеаз. Иммуноген: рекомбинантный слияний белок (а.а. 24-247).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья моноклональная антитела к трипсину
Примечания/Алиасы	TRP1; TRY1; TRY4; TRYP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	5644
GeneID	5644
Иммуноген	Рекомбинантный слияний белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-247 человеческого PRSS1 (NP_002760.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P07477
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Холодильный пакет