

Моноклональное Антитело К Tryptophanyl-Trna Синтетазе 1 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P23381

Артикул: CM0011247



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческую Tryptophanyl-tRNA синтетазу 1 (WARS1). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе. Идеально для исследований трансляции и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к Tryptophanyl-tRNA синтетазе 1
Примечания/Альтернативные названия	HMN9; WARS; IFI53; IFP53; GAMMA-2; Tryptophanyl-tRNA synthetase 1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7453
ID гена	7453
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий аминокислоты 3-98 человеческой Tryptophanyl-tRNA синтетазы 1 (P23381)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P23381
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом