

## Поликлональное Антитело К Tryptophanyl-Trna Синтетазе 1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P23381

Артикул: CM0029005



### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческую Tryptophanyl-tRNA синтетазу 1 (TrpRS/WARS). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Подходит для исследований трансляции белков и ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Поликлональное антитело к Tryptophanyl-tRNA синтетазе 1, кроличье                                                                                                                |
| Примечания/Альтернативные названия | HMN9; WARS; IFI53; IFP53; GAMMA-2; Tryptophanyl-tRNA синтетаза 1                                                                                                                 |
| Вид                                | Человек                                                                                                                                                                          |
| GeneID (Человек)                   | 7453                                                                                                                                                                             |
| GeneID                             | 7453                                                                                                                                                                             |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческой Tryptophanyl-tRNA синтетазы 1 (NP_776049.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                                                           |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                                                                          |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                                                                                       |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                                                             |
| SWISS                              | P23381                                                                                                                                                                           |
| Молекулярная масса белка           | 53 кДа                                                                                                                                                                           |
| Условия доставки                   | В сумке со льдом                                                                                                                                                                 |