

Кроличья Моноклональная Антитело Против Триптофанил-Трнк-Синтетазы 1 Для Вб, Игх-П, Ифа - P23381

Артикул: CM0007232



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческую триптофанил-тРНК-синтетазу 1 (WARS1). Валидировано для ВБ, ИГХ-П, ИФА. Идеально подходит для исследований синтеза белка, ангиогенеза и интерфероновой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Триптофанил-тРНК-синтетаза 1, кроличье мАнт
Примечания/Алиасы	HMN9; WARS; IFI53; IFP53; GAMMA-2; Триптофанил-тРНК-синтетаза 1
Вид	Человек
ID гена (человек)	7453
ID гена	7453
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 372-471 человеческой триптофанил-тРНК-синтетазы 1 (P23381)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P23381
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	Холодильный пакет