


Поликлональное Антитело Anti-Tsc1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — Q92574

Артикул: CM0014066



введение

Кроличье поликлональное антитело против TSC1 (хамартина) для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований сигнального пути mTOR и анализа генов-супрессоров опухолей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против TSC1
Примечания/синонимы	LAM; TSC; TSC1
Вид	Человек
GeneID (человек)	7248
GeneID	7248
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 600–700 человеческого TSC1 (NP_000359.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q92574
Молекулярная масса белка	130 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет