


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Tsc2 Для If/Icc, Ифа — P49815

Артикул: CM0021027



введение

Поликлональное кроличье антитело, направленное против туберина (TSC2), регулятора mTORC1, валидированное для IF/ICC и ИФА. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения восприятия питательных веществ, роста клеток и комплекса туберозного склероза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TSC2 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	LAM, TSC4, PPP1R160, TSC2
Вид	Человек
GeneID (человек)	7249
GeneID	7249
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, соответствующий аминокислотам 1531–1807 TSC2 (NP_000539.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IF/ICC, ИФА
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P49815
Молекулярная масса белка	201 кДа
Условия доставки	Пакет со льдом