


Кроличье Моноклональное Антитело Против Tsc2 (Туберина) Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Ифа - P49815

Артикул: CM0003082



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий TSC2 (туберин). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА. Реагирует с человеческим белком. Молекулярная масса ~201 кДа. Подходит для исследований сигнального пути mTOR/TSC.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TSC2 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	LAM; TSC4; PPP1R160; TSC2
Вид	Человек
GeneID (человек)	7249
GeneID	7249
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1700-1807 человеческого туберина (P49815).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P49815
Молекулярная масса белка	201 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом