

Поликлональное Антитело Против Tsc22D3 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q99576

Артикул: CM0029722

введение

Высококачественное кроличье поликлоральное антитело нацелено на человеческий TSC22D3 (GILZ, DSIPI). Протестировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения апоптоза, воспаления и сигналинга глюкокортикоидов. Надежно для разработки сырьевых материалов для ИВД.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TSC22D3 кроличье пАб
Примечания/Алиасы	DIP; GILZ; DSIPI; TSC-22R; TSC22D3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1831
ID гена	1831
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 58–134 человеческого TSC22D3 (NP_004080.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q99576
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Холодильный пакет