

Поликлональное Антитело Против Tsen2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8Nce0

Артикул: CM0029700



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого TSEN2 (субъединица Sen2 эндонуклеазы сплайсинга тРНК). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Идеально для исследований процессинга РНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TSEN2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	SEN2; PCH2B; SEN2L; TSEN2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	80746
ID гена	80746
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-220 человеческого TSEN2 (NP_079541.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8NCE0
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	В пакете со льдом