

Кроличыи Поликлональные Антитела К Tsen54 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q7Z6J9

Артикул: CM0017065



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против TSEN54 — субъединицы тРНК-сплайсинговой эндонуклеазы, участвующей в процессинге РНК и нейродегенерации. Валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА; проявляют перекрестную реактивность с белками человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к TSEN54
Примечания/Альтернативные названия	PCH4; PCH5; PCH2A; sen54; SEN54L; TSEN54
Вид белка-мишени	Человек
ID гена (человек)	283989
ID гена	283989
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого белка TSEN54 (NP_997229.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q7Z6J9
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия доставки	Холодовая упаковка