


Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Tsfm Для Wb, If/Icc, Elisa — P43897

Артикул: CM0012838



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого TSFM (митохондриальный фактор элонгации Ts). Валидировано для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований митохондриальной трансляции и заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TSFM Rabbit pAb
Примечания/синонимы	EFTS; EFTSMT; TSFM
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	10102
Идентификатор гена	10102
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 245–346 человеческого TSFM (NP_001166167.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P43897
Молекулярная масса белка	35 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом