

Кроличья Поликлональная Антитела Против Tsg101/Vps23 Для Вестерн Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии (If/Icc), Elisa - Q99816

Артикул: CM0024057



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого TSG101/VPS23, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA, с перекрестной реактивностью к мышиному и крысиному белку. Идеально подходят для исследования комплекса ESCRT-I, экзосом и почкования вирусов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TSG101/VPS23 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	TSG10, VPS23, TSG101/VPS23
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7251
GeneID	7251
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 291-390 человеческого TSG101/VPS23 (NP_006283.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99816
Молекулярная масса белка	44 кДа
Доставка	В пакете со льдом