

Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Tshb Для Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01222

Артикул: CM0026041



введение

Кроличыи поликлональные антитела к TSHB, валидированные для IHC-P, IF/ICC, ELISA. Обнаруживают человеческий и мышиный TSH-бета, ~16 кДа. Идеально подходят для исследований метаболизма щитовидной железы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TSHB Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TSH-B; TSH-BETA; TSHB
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7252
GeneID	7252
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-138 человеческого TSHB (NP_000540.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P01222
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Сумка со льдом