


Кроличья Поликлональная Антитела Против Tshr Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P16473

Артикул: CM0028019



введение

Кроличьи поликлональные антитела TSHR от CamelBio детектируют TSHR человека, мыши и крысы в вестерн-блоттинге, ИГХ-П и ИФА. Идеально подходят для исследований сигналинга тиреоидных гормонов и рецепторов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против TSHR
Примечания/Альтернативные названия	LGR3; CHNG1; hTSHR-I; TSHR
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7253
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-253 человеческого TSHR (NP_001018046.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (ИHC-P), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16473
Молекулярная масса белка	87 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом