


Поликлональное Антитело К Tshz3, Полученное От Кролика, Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q63Nk5

Артикул: CM0023087



введение

Высококачественное поликлональное антитело к TSHZ3, полученное от кролика, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Детектирует белок TSHZ3 человека и мыши, ключевой транскрипционный регулятор для нейроразвития и формирования гладкой мускулатуры мочеочника. Подходит для исследований в нейронауках и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TSHZ3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	TSH3; ZNF537; TSHZ3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	57616
GeneID	57616
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 791-890 белка TSHZ3 человека (NP_065907.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q63Nk5
Молекулярная масса белка	119 кДа
Условия доставки	В термopakете со льдом