

Кроличье Моноклональное Антитело Против Anti-Tslp Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc), Иф (If), Ифа (Elisa) - Q969D9

Артикул: CM0007391



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к TSLP (SWISS: Q969D9) для Вестерн-блоттинга (WB), ИГХ (IHC), ИФ (IF), ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с человеческим и мышинным белками. Идеально подходит для исследований созревания дендритных клеток и аллергического воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TSLP Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	TSLP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	85480
GeneID	85480
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-159 человеческого TSLP (NP_149024.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q969D9
Молекулярный вес белка	18кДа
Доставка	В ледяном пакете