


Поликлональное Антитело Кролика Против Tslp Для Wb, If/Icc И Elisa — Q969D9

Артикул: CM0018588



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого TSLP, подходящее для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для изучения созревания дендритных клеток и аллергического воспаления, опосредованных TSLP.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TSLP Rabbit pAb
Примечания/синоним	TSLP
Вид	Человек
GeneID	85480
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-159 человеческого TSLP (NP_149024.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q969D9
Молекулярная масса белка	18 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом