


Поликлональное Антитело Против Tsnaх Кролика Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q99598

Артикул: CM0016324



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого TSNAХ (TRAX, СЗРО), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Подходит для исследований комплекса РНК-интерференции и сперматогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело против TSNAХ кролика (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	СЗРО; TRAX; TSNAХ
Вид	Человек
GeneID	7257
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-290 человеческого TSNAХ (NP_005990.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99598
Молекулярная масса белка	33 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом