

Поликлональные Антитела Против Tspan18 Для Вб, Ифа — Q80Wr1

Артикул: CM0024013

введение

Кроличьи поликлональные антитела к мышиному Tspan18, подходящие для вестерн-блоттинга и ИФА, валидированы на реактивность с мышиными и крысиными образцами. Tspan18 регулирует локализацию ORAI1 и сигналинг Ca²⁺.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Tspan18 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	6720430015; 2610042G18Rik; Tspan18
Вид	Мышь
GeneID	241556
Иммуноген	Синтетический пептид: синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 149-248 мышиного Tspan18 (NP_899003.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q80WR1
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	С холодоэлементом