

Поликлональные Антитела Против Tspan31 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q12999

Артикул: CM0015655

введение

Кроличы поликлональные антитела, направленные против человеческого TSPAN31 (SAS), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для исследований мембранных белков, изучения рака и разработки диагностических тестов (IVD).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TSPAN31 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	SAS; TSPAN31
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6302
GeneID	6302
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 95-175 человеческого TSPAN31 (NP_005972.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q12999
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка-холодильник