

Антитело Кролика Поликлональное Против Tspan4/Nag-2 Для Wb, Elisa - O14817

Артикул: CM0017471

введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого TSPAN4/NAG-2 (также известного как NAG2, TM4SF7). Валидировано для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для изучения тетраспанин-опосредованных микродоменов мембраны и биологии миграсом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	TSPAN4/NAG-2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NAG2; NAG-2; TM4SF7; TSPAN-4; TETRASPAN; TSPAN4/NAG-2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7106
GeneID	7106
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-200 человеческого TSPAN4/NAG-2 (NP_003262.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O14817
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Сумка со льдом