

Кроличыи Поликлональные Антитела К Anti-Tspan7 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), If-P, Ифа - P41732

Артикул: CM0026188

введение

Кроличыи pAb к TSPAN7 (поликлональные антитела), валидированные для WB, IF-P, ИФА. Обнаруживают человеческий TSPAN7 (28 кДа) с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходят для исследований пролиферации клеток и заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TSPAN7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	A15; MXS1; CD231; MRX58; CCG-B7; TM4SF2; XLID58; TALLA-1; TM4SF2b; DXS1692E; TSPAN7
Вид	Человек
GeneID	7102
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 140-240 человеческого TSPAN7 (NP_004606.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P41732
Молекулярный вес белка	28 кДа
Доставка	Сумка со льдом