

Поликлональное Кроличье Антитело К Tspan8 Для Wb, Elisa - P19075

Артикул: CM0014043

введение

Высококачественное поликлональное кроличье антитело к TSPAN8 для WB и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований биологии tetраспанинов, миграции клеток и кишечного барьера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TSPAN8 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	CO-029; TM4SF3; TSPAN8
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	7103
Идентификатор гена	7103
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110-200 человеческого TSPAN8 (NP_004607.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P19075
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Хладагент