

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Tspan8 Для Wb, Elisa - P19075

Артикул: CM0013717

введение

Поликлональное кроличье антитело Anti-TSPAN8, валидированное для WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. В качестве мишени выступает тетраспанин-8, участвующий в передаче клеточных сигналов, миграции и прогрессировании опухолей. Идеально подходит для диагностических и исследовательских применений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к TSPAN8
Примечания/псевдонимы	CO-029; TM4SF3; TSPAN8
Вид	Человек
GeneID (человек)	7103
GeneID	7103
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110-200 человеческого TSPAN8 (NP_004607.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P19075
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Сумка со льдом