

Поликлональное Антитело Кролика Против Tsро Для Wb, If/Icc, Elisa — P30536

Артикул: CM0022287

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого TSPO (PBR), валидированное для вестерн-блоттинга, IF/ICC и ELISA, перекрёстно реагирует с мышинным белком. Детектирует митохондриальный транслокаторный белок массой 19 кДа, участвующий в транспорте холестерина и синтезе стероидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	PBR/TSPO Rabbit pAb
Примечания/синонимы	DBI; IBP; MBR; PBR; PBS; BPBS; BZRP; PKBS; PTBR; mDRC; pk18; TSPO1; PBR/TSPO
Вид	Человек
GeneID (человек)	706
GeneID	706
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–50 человеческого PBR/PBR/TSPO (NP_000705.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь
SWISS	P30536
Молекулярная масса белка	19 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет