

Анти-Tsryl2 Поликлональные Кроличы Антитела Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9H2G4

Артикул: CM0013036

введение

Поликлональные кроличы антитела, направленные против человеческого TSPYL2 (Testis-specific Y-encoded-like protein 2), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагируют с TSPYL2 мыши и крысы. Подходят для исследования транскрипционной регуляции, динамики хроматина и контроля клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TSPYL2 кроличы пАт
Примечания/Псевдонимы	CDA1; CTCL; NP79; TSPX; CINAP; DENTT; SE204; HRIHFB2216; TSPYL2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	64061
ID гена	64061
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 240-460 человеческого TSPYL2 (NP_071400.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9H2G4
Молекулярный вес белка	79кДа
Доставка	Сумка со льдом