

Поликлональные Антитела Против Tssk3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q96Pn8

Артикул: CM0031086

введение

Кроличьи pAb против TSSK3, валидированные для WB и ELISA с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Нацелены на тестикулярную специфичную серин/треониновую киназу 3, необходимую для развития сперматид и мужской фертильности. Идеальны для исследований в области репродуктивной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TSSK3 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TSK3; SPOGA3; STK22C; STK22D; TSSK3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	81629
GeneID	81629
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-268 человеческого TSSK3 (NP_443073.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q96PN8
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	Сумный лед