


Кроличья Поликлональная Антитело Против Ttbk2 Для Wb, IHC-P, Elisa — Q6Iq55

Артикул: CM0026825



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого ТТБК2, валидированная для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обладает перекрестной реактивностью с крысой. Мишень — тау-тубулинкиназа 2, регулятор цилиогенеза и фосфорилирования тау. Подходит для исследований нейродегенерации и цилиопатий.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TTBK2 кроличья поликлональная антитело
Примечания/алиасы	TTBK; SCA11; TTBK2
Вид	Человек
ID гена (человек)	146057
ID гена	146057
Иммуноген	Рекомбинантный слизированный белок, содержащий последовательность аминокислот 1185-1244 человеческого ТТБК2 (NP_775771.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q6IQ55
Молекулярная масса белка	137 кДа
Доставка	С ледяным пакетом