


Поликлональные Антитела Против Ttc11/Fis1 Для ВБ, Ип, Иф/Икк, Ифа — Q9Y3D6

Артикул: CM0026400



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на TTC11/FIS1, подходят для ВБ, ИП, ИФ/ИКК и ИФА. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследований митохондриальной динамики, деления пероксисом и апоптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TTC11/FIS1, кроличьи поликлональные антитела
Примечания/псевдонимы	TTC11; CGI-135; TTC11/FIS1
Вид	Человек
ID гена (человек)	51024
ID гена	51024
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-122 человеческого TTC11/FIS1 (NP_057152.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y3D6
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом