

Анти-Ttc3 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ифа (Elisa) - P53804

Артикул: CM0012958

введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против E3 убиквитин-протеинлигазы TTC3. Валидированы для WB и ELISA; перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными белками. Подходят для изучения убиквитинирования, сигнального пути Akt и нейрональной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TTC3 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	DCRR1; RNF105; TPRDIII; TTC3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7267
ID гена	7267
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1400-1700 человеческого TTC3 (NP_003307.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P53804
Молекулярный вес белка	230кДа
Доставка	Сумка со льдом