


Поликлональные Антитела Против Ttc5 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q8N0Z6

Артикул: CM0014097



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого TTC5 (Strap), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Идеально подходят для исследований регуляции хроматина и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TTC5 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	Strap; NEDCAFD; TTC5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	91875
GeneID	91875
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого TTC5 (NP_612385.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блот, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N0Z6
Молекулярная масса белка	49 кДа
Доставка	В ледяном пакете