

Кроличье Поликлональное Антитело Anti-Ttc7A Для Wb, Elisa — Q9Ult0

Артикул: CM0023069

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TTC7A, подходящее для применения в вестерн-блоттинге и ELISA. Перекрёстно реагирует с белком крысы. Идеально подходит для исследований локализации PI4K в плазматической мембране и синтеза фосфатидилинозитол-4-фосфата.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к TTC7A
Примечания/синонимы	TTC7; GIDID; MINAT; TTC7A
Вид	Человек
GeneID	57217
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого TTC7A (NP_001275880.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q9ULT0
Молекулярная масса белка	96 кДа
Условия транспортировки	Хладагентный пакет