

Кроличье Моноклональное Антитело Против Ttf-1 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Elisa - P43699

Артикул: CM0009927

введение

Кроличье моноклональное антитело против TTF-1, валидированное для Вестерн-блоттинга, IF-P, IHC-P, ELISA, с реактивностью к белкам человека, мыши, крысы. Нацелено на NKX2-1, фактор транскрипции щитовидной железы, критически важный для развития легких и щитовидной железы. Идеально для исследований рака и процессов развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против TTF-1
Примечания/Альтернативные названия	BCN; BNC; NK-2; TEBP; TTF1; NKX2A; NMTC1; T/EBP; TTF1; TTF-1; NKX2.1; NKX2-1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7080
GeneID	7080
Иммуноген	Синтетический пептид; синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 белка NKX2-1 человека (P43699).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P43699
Молекулярная масса белка	39 кДа
Доставка	В пакете со льдом