

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ttf1 Для Иф/Мцк, Ифа - Q15361

Артикул: CM0024487

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого TTF1, нуклеолярного фактора терминации транскрипции. Валидировано для ИФ/МЦК и ИФА. Идеально подходит для изучения регуляции транскрипции рДНК и функций ядрышка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TTF1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TTF-1; TTF-I; TTF1
Вид	Человек
GeneID	7270
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 806-905 человеческого TTF1 (NP_031370.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/МЦК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q15361
Молекулярная масса белка	103 кДа
Доставка	В ледяном пакете