

Поликлональное Антитело Против Ttf2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q9Uny4

Артикул: CM0029835

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого TTF2, фактора терминации транскрипции, участвующего в удалении РНК-полимеразы II. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA, поддерживает исследования в области регуляции генов и сплайсинга.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TTF2 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	F2; HuF2; ZGRF6; TTF2
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8458
GeneID	8458
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого TTF2 (NP_003585.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UNY4
Молекулярная масса белка	130 кДа
Доставка	В пакете со льдом