


Поликлональное Антитело Против Ttk Для Вб, Иф/Ихк, Ифа — P33981

Артикул: CM0024033



введение

Кроличье поликлональное антитело к ТТК (MPS1) для вестерн-блота, иммунофлуоресценции и ИФА. Обнаруживает ТТК человека, мыши и крысы; направлено на киназу контрольной точки сборки митотического веретена. Идеально подходит для исследований клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TTK Rabbit pAb
Примечания/алиасы	ESK; PYT; CT96; MPH1; MPS1; MPS1L1; TTK
Вид	Человек
ID гена (человек)	7272
ID гена	7272
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 536-789 человеческого ТТК (NP_003309.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИХК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P33981
Молекулярная масса белка	97 кДа
Доставка	Холодильный пакет