

Поликлональные Антитела Против Ttl12 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q14166

Артикул: CM0023234

введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого TTL12, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. TTL12 является регулятором посттрансляционных модификаций тубулина, митоза, стабильности хромосом и врожденного противовирусного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TTL12 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	dJ526I14.2; TTL12
Вид	Человек
ID гена	23170
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 485-644 человеческого TTL12 (NP_055955.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14166
Молекулярный вес белка	74кДа
Доставка	Сумка со льдом