


Кроличья Моноклональная Антитело Против Ttr Для Вб, Ифа - P02766

Артикул: CM0011584



введение

Валидированная кроличья моноклональная антитело против TTR для Вестерн-блоттинга и ИФА. Направлена против человеческого транстиретина (P02766) — транспортера тиреоидных гормонов. Идеально подходит для изучения амилоидоза и механизмов транспорта гормонов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TTR Кроличья моноклональная антитело
Примечания/псевдонимы	CTS; TTN; ATTR; CTS1; PALB; TBPA; HEL111; HsT2651; TTR
Вид	Человек
GeneID (человек)	7276
GeneID	7276
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 68-147 человеческого TTR (P02766).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P02766
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	С ледяным пакетом