

Поликлональное Антитело Против Tubb8 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q3Zcm7

Артикул: CM0014992

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого TUBB8, валидированное для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Идеально подходит для изучения сборки мейотического веретена и созревания ооцитов в исследованиях репродуктивной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против TUBB8
Примечания/Альтернативные названия	OOMD; OOMD2; OZEMA2; bA631M21.2; TUBB8
Вид	Человек
ID гена (Человек)	347688
ID гена	347688
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 344-444 человеческого TUBB8 (NP_817124.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q3ZCM7
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом