

Поликлональные Кроличьи Антитела Anti-Tubb8 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q3Zcm7

Артикул: CM0030550

введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому TUBB8, нацеленные на аминокислоты 350-444. Валидированы для WB, IF/ICC, ELISA. Идеально подходят для исследования динамики микротрубочек и созревания ооцитов. Перекрестная реакция с человеческим белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	TUBB8 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	OOMD; OOMD2; OZEMA2; bA631M21.2; TUBB8
Вид	Человек
ID гена (человек)	347688
ID гена	347688
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 350-444 человеческого TUBB8 (NP_817124.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q3ZCM7
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Хладоэлемент